

Catepsina G Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08311

Número de artículo: CM0028599



Introducción

Catepsina G pAb de conejo validada para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar las funciones de la proteasa de serina en la inflamación, la respuesta inmune y la actividad antimicrobiana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Catepsina G pAb de conejo
Observaciones/Alias	CG; CATG; Catepsina G
Especie	Humano
GeneID	1511
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-255 de la Catepsina G humana (NP_001902.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08311
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo