


Anticuerpo Policlonal Caveolina-1 (Conejo) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q03135

Número de artículo: CM0023732



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Caveolina-1 humana (CAV1), validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF-P), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de caveolas, señalización celular y estudios de tráfico de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo Caveolina-1
Observaciones/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolina-1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	857
ID del Gen	857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de la Caveolina-1 humana (NP_001744.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03135
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo