

Caveolina-3 Conejo Pab - P56539

Número de artículo: CM0016008

Introducción

Caveolina-3 Conejo pAb para WB y ELISA, validado en humano, ratón, rata. Dirigido a la caveolina-3, una proteína de andamiaje específica de músculo para la reparación de membranas y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caveolina-3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolina-3
Especies	Humano
ID del Gen	859
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Caveolina-3 humana (NP_001225.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P56539
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo