

Conejo Cbfb Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13951

Número de artículo: CM0028808



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CBFB validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce la subunidad beta del factor de unión al núcleo humana, de ratón y de rata, un corregulador transcripcional clave en la hematopoyesis y la función inmunitaria. Adecuado para la investigación del cáncer y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo CBFB pAb
Observaciones/Alias	CLCD2; PEBP2B; CBFB
Especies	Humano
GeneID (Humano)	865
GeneID	865
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-182 de CBFB humano (NP_001746.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13951
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo