

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Cbr3 (Sdr21C2) Para Wb, Elisa - O75828

Número de artículo: CM0024769



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CBR3 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconoce CBR3 humano, de ratón y de rata. Se dirige a la reductasa de carbonilo 3, implicada en la reducción dependiente de NADPH de quinonas y fármacos anticancerígenos. Ideal para investigación y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CBR3 pAb de Conejo                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | hCBR3; SDR21C2; HEL-S-25; CBR3                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen (Humano)  | 874                                                                                                                                 |
| ID de Gen           | 874                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 118-277 del CBR3 humano (NP_001227.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | O75828                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 31kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |