


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Cbx2 Para Wb Y Elisa - Q14781

Número de artículo: CM0011690



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína CBX2 humana, miembro del grupo de proteínas Polycomb. Reacciona con humanos, ratón y rata. Validado para WB y ELISA. CBX2 es fundamental para la regulación de la cromatina, el silenciamiento genético y el desarrollo sexual. Ideal para investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CBX2
Observaciones/Alias	M33; CDCA6; SRXY5; CBX2
Especie	Humana
ID del gen	84733
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 433-532 de CBX2 humana (Q14781)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14781
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo