

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ccar2/Dbc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N163

Número de artículo: CM0019490



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCAR2/DBC1 (p30 DBC) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta proteínas humanas, de ratón y de rata. Investigue funciones en apoptosis, regulación transcripcional y ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCAR2/DBC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CCAR2; DBC-1; DBC1; KIAA1967; NET35; p30 DBC; p30DBC; regulador del ciclo celular y apoptosis 2; CCAR2/DBC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 del CCAR2/DBC1 humano (NP_066997.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N163
Peso Proteico	102kDa/103kDa
Envío	Bolsa de hielo