

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ccl21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000585

Número de artículo: CM0021734



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CCL21 humana (6Ckine/SLC), validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para investigación sobre migración de linfocitos y quimiocinas. Reconoce una banda de aproximadamente 15 kDa. Reacciona con CCL21 humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CCL21
Observaciones/Alias	ECL, SLC, CKb9, TCA4, 6Ckine, SCYA21, CCL21
Especie	Humana
GeneID	6366
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 24-134 de la CCL21 humana (NP_002980.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O00585
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo