

Ccl25 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - O15444

Número de artículo: CM0019213

Introducción

CCL25 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal específico para CCL25 humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar las funciones de la quimioquina expresada en el timo en el desarrollo de células T y respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL25 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TECK; Ckb15; SCYA25; TECKvar; Ck beta-15; CCL25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6370
GeneID	6370
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-150 del CCL25 humano (NP_005615.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15444
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo