

Ccl7 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P80098

Número de artículo: CM0022573



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CCL7 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con CCL7 humano y de rata, una quimiocina implicada en el reclutamiento de células inmunes y la inflamación. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCL7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FIC; MARC; MCP3; NC28; MCP-3; SCYA6; SCYA7; CCL7
Especie	Humano
GeneID (humano)	6354
GeneID	6354
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-99 de la CCL7 humana (NP_006264.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P80098
Peso proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo