

Ccr7 Pab De Conejo - P47774

Número de artículo: CM0030757

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCR7 para WB y ELISA. Reacciona con la CCR7 de ratón y rata. Adecuado para investigar el tráfico de células inmunitarias mediado por receptores de quimiocinas y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCR7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EBI1; CCR-7; CD197; Ebi1h; Cdw197; Cmkbr7; CC-CKR-7
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1236
GeneID	12775
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 211-310 de la CCR7 de ratón (NP_031745.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P47774
Peso molecular	43kDa
Envío	Bolsa de hielo