

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cd11B (Integrina Alfa-M) Para Wb Y Elisa - P11215

Número de artículo: CM0019092



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD11b humano (Integrina alfa-M), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la adhesión de células inmunitarias, el receptor del complemento y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD11b Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3684
ID del gen	3684
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CD11b humano (NP_000623.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P11215
Peso proteico	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo