

## Anticuerpo Monoclonal Rabbit Polymab® Contra Cd11B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215 / P05555

Número de artículo: CM0009373



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD11b humano (integrina  $\alpha$ -M, MAC-1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre inmunidad innata, adhesión celular y función leucocitaria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | CD11b Rabbit PolymAb®                                                                                                            |
| Observaciones/alias | CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID del gen (humano) | 3684                                                                                                                             |
| ID del gen          | 3684/16409                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de CD11b humano (NP_000623.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                              |
| SWISS               | P11215/P05555                                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 127 kDa                                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |