

Cd11B/Itgam Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215

Número de artículo: CM0014983



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la integrina alfa-M (CD11b/ITGAM). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la adhesión celular, la fagocitosis y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD11b/ITGAM anticuerpo policlonal de conejo
Observaciones/alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Especie	Humano
GeneID	3684 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 145-340 de CD11b/ITGAM (NP_000623.2)
Fuente	ConEjo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P11215
Peso de la proteína	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo