

Mab De Conejo Anti-Cd138 - P18827

Número de artículo: CM0008227



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD138 para IHC-P, FC y ELISA. Reconoce CD138/Sindecano-1 humano y de macaco cínomoigo. Ideal para investigación de células plasmáticas y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD138
Observaciones/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	6382
ID del gen	6382
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-251 de la proteína humana CD138 (NP_002988.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cínomoigo
SWISS	P18827
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo