

Anticuerpo Policlonal De Conejo Cd14 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08571

Número de artículo: CM0028420



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CD14 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta CD14 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de inmunidad innata y señalización de LPS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CD14
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	929
GeneID	929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-330 del CD14 humano (NP_000582.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08571
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo