


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd146/Mcam Para Wb Y Elisa - P43121

Número de artículo: CM0021970



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD146/MCAM humano, validado para transferencia Western y ELISA. Detecta MCAM humano y de rata, ideal para investigación en adhesión celular, metástasis cancerosa y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD146/MCAM
Notas/Alias	CD146, MUC18, HEMCAM, METCAM, MeICAM
Especie	Humano
GeneID	4162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 447-646 de CD146/MCAM humano (NP_006491.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P43121
Peso molecular de la proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo