

Cd160 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - 095971

Número de artículo: CM0028577



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD160 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de receptores de células inmunes y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD160 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NK1, BY55, NK28, CD160
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	11126
ID de gen	11126
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-181 del CD160 humano (NP_008984.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095971
Peso proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo