

Cd172A/Sirpα Ac Mab Para Wb, If/Icc, Elisa - P78324

Número de artículo: CM0005496



Introducción

CD172a/SIRPα Ac mAb (P78324) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Anticuerpo monoclonal de alta especificidad para la investigación de la proteína alfa reguladora de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD172a/SIRPα Ac mAb
Observaciones/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
Especie	Humano
ID de gen	140885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 395-495 del CD172a/SIRPα humano (P78324).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78324
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo