

Cd18 Conejo Pab - P05107

Número de artículo: CM0024283



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo CD18 detecta la Integrina beta-2 humana (ITGB2, LFA-1, MAC-1) y presenta reacción cruzada con ratón y rata. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ideal para investigación de adhesión leucocitaria y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD18 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3689
GeneID	3689
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-125 de CD18 (NP_000202.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05107
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo