

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Cd19 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Número de artículo: CM0003393



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD19 validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con CD19 humano y de macaco cangrejero, un correceptor de células B involucrado en la señalización del BCR. Ideal para la investigación de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD19
Observaciones/Alias	B4; CVID3; CD19
Especie	Humano
ID de gen	930
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 457-556 del CD19 humano (NP_001761.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P15391
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo