


Pab De Conejo Anti-Cd1B Para Wb Y Elisa - P29016

Número de artículo: CM0030016



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD1B humano, una glicoproteína de superficie de linfocitos T que presenta antígenos lipídicos a las células NKT. Adecuado para Western blot y ELISA. Validado con inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD1B
Observaciones/Alias	R1; CD1; CD1A; CD1B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	910
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-303 de CD1B humano (NP_001755.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P29016
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo