


Anticuerpo Policlonal De Conejo Cd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Número de artículo: CM0029236



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el CD2 humano (T11, LFA-2). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar la adhesión de células T, la activación de linfocitos y las vías de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	T11; SRBC; LFA-2; CD2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	914
GeneID	914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-351 del CD2 humano (NP_001758.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo