

Cd200 Conejo Pab Para Wb, Elisa - P41217

Número de artículo: CM0026524

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo (pAb) CD200 de alta calidad para WB, ELISA. Dirigido al CD200 humano (glicoproteína de membrana OX-2; SWISS: P41217), reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar la coestimulación de células T y la regulación de células mieloides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD200 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	4345
ID del Gen	4345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-240 del CD200 humano (NP_005935.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P41217
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo