

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd267/Taci Para Citometría De Flujo - Q9Et35

Número de artículo: CM0006252

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra el CD267/TACI (TNFRSF13B) de ratón, validado para citometría de flujo. Receptor para APRIL y BAFF, clave en la función de las células B y la inmunidad humoral. Para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD267/TACI
Observaciones/Alias	Taci; 1200009E08Rik; CD267/TACI
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	23495
GeneID	57916
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 5-129 del CD267/TACI de ratón (NP_067324.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9ET35
Peso Molecular de la Proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo