

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Cd275 Para Wb, Elisa - O75144

Número de artículo: CM0005238



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido al CD275 humano (B7H2/ICOSL). Validado para aplicaciones de WB y ELISA, ideal para estudios de costimulación de células T y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD275
Observaciones/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23308
GeneID	23308
Inmunógeno	Proteína recombinante del CD275 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75144
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo