

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cd31/Pecam1 Para Wb, If-P, Elisa - P16284

Número de artículo: CM0019027



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD31/PECAM1, validado para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Reconoce una proteína de 83 kDa fundamental para la migración transendotelial de leucocitos, la adhesión celular y la fagocitosis. Adecuado para investigaciones cardiovasculares y de inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD31/PECAM1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Especie	Humana
GeneID (humano)	5175
GeneID	5175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P16284
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo