

Cd34 Pab De Conejo Para Wb - P28906

Número de artículo: CM0014361

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CD34, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA en humano y rata. Adecuado para estudios de hematopoyesis y adhesión de células madre. 41kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD34 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Humano
GenID (Humano)	947
GenID	947
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-290 del CD34 humano (NP_001020280.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P28906
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo