


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cd4 Para Wb, If-P, Elisa - P01730

Número de artículo: CM0015716



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD4 validado para WB, IF-P y ELISA en muestras humanas. Reconocer la glicoproteína de superficie de células T CD4, un correceptor inmunitario y receptor del VIH fundamental. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD4
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Especie	Humano
GeneID (humano)	920
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-207 de CD4 (NP_000607.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo