

Mab De Conejo Anti-Cd42B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07359

Número de artículo: CM0006872



Introducción

mAb de conejo anti-CD42b (SWISS: P07359) validado para WB, IHC-P y ELISA. Dirigido contra la cadena alfa de la glicoproteína Ib plaquetaria humana, implicada en la hemostasia. Ideal para la investigación de la biología plaquetaria y los trastornos hemorrágicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD42b
Observaciones/Alias	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha; CD42b
Especie	Humana
GeneID (humano)	2811
GeneID	2811
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-531 de CD42b humano (NP_000164.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P07359
Peso de la proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo