

Mab De Conejo Anti-Cd43 Para Wb, If/Icc, Elisa - P16150

Número de artículo: CM0006971

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD43 validado para western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la leucosialina, un regulador clave de las funciones de las células T y del reclutamiento de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD43
Observaciones/Alias	SPN; CD43; GALGP; GPL115; LSN; leucosialina
Especie	Humano
ID del gen	6693
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-253 de CD43 humano (NP_003114.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16150
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo