

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd44 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16070

Número de artículo: CM0014261



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD44 humano, validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación en adhesión celular, migración y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | CD44 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, CDW44, CSPG8, H-CAM, HCELL, ECM-III, HUTCH-1, HUTCH-I, ECMR-III, Hermes-1, CD44    |
| Especie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 960                                                                                                                       |
| GeneID              | 960                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-178 de CD44 (NP_000601.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                             |
| SWISS               | P16070                                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 82 kDa                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                            |