

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cd46 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15529

Número de artículo: CM0022441



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD46 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce CD46 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en regulación del complemento e interacción huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD46 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4179
ID del gen	4179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-320 de la CD46 humana (NP_722548.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15529
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo