

Anticuerpo Policlonal Cd53 (Conejo) Para Wb Y Elisa - Q61451

Número de artículo: CM0023622

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD53 de ratón (Ox-44, Tspan25) para WB y ELISA. Validado en muestras de ratón; ideal para estudiar las funciones de tetraspanina en el desarrollo de células B, la migración linfocitaria y la señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD53
Observaciones/Alías	Ox-44; Tspan25; CD53
Especie	Ratón
GeneID	12508
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 107-181 del CD53 de ratón (NP_031677.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61451
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo