


## Cd59 Anticuerpo Pab De Conejo - P13987

Número de artículo: CM0023527



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-CD59 para WB, IHC-P, ELISA. Objetivo CD59 humano (SWISS: P13987, 14kDa) con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación del complemento y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD59 Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | 1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| ID de Gen (Humano)  | 966                                                                                                                                   |
| ID de Gen           | 966                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-128 del CD59 humano (NP_001120695.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | P13987                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 14kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |