

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd66A/Ceacam1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13688

Número de artículo: CM0022723



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CEACAM1 humano (CD66a), probado en WB, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Explore la regulación de puntos de control inmunitario, la adhesión celular y la investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD66a/CEACAM1
Observaciones/Alias	BGP; BGP1; BGPI; CEACAM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-430 de CEACAM1 humano (NP_001703.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13688
Peso Molecular Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo