

Anticuerpo Policlonal Cd7 Conejo - P09564

Número de artículo: CM0026805

Introducción

Anticuerpo policlonal CD7 Conejo validado para WB, FC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con el antígeno de células T CD7 humano y de rata (GP40/TP41). Ideal para investigación en inmunología sobre la activación de células T y NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal CD7 Conejo
Observaciones/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9, CD7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	924
GeneID	924
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-180 del CD7 humano (NP_006128.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P09564
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo