


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd70 - P32970

Número de artículo: CM0018995



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD70 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Adecuado para estudiar la señalización CD70-CD27 en la regulación inmunológica y la investigación del microambiente tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD70
Observaciones/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	970
GeneID	970
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-126 del CD70 humano (NP_001243.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32970
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo