

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd79A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11912

Número de artículo: CM0007249



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD79a de alta calidad validado para muestras humanas en Western blot, IHC-P, IF/ICC, citometría de flujo y ELISA. Detecta la cadena alfa del receptor de células B de 25 kDa (SWISS P11912), fundamental para la señalización por BCR y la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD79a de conejo
Observaciones/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
Especie	Humana
GeneID (Humano)	973
GeneID	973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-225 de la proteína CD79a humana (NP_001774.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P11912
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo