

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Cd79B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Número de artículo: CM0004829



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD79B validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización por receptor de células B y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD79B
Notas/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40259
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo