

Cdc25C Conejo Pab Para If/Icc, Elisa - P30307

Número de artículo: CM0017004



Introducción

CDC25C Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para IF/ICC y ELISA, dirigido a la fosfatasa 3 inductora de la fase M. Adecuado para muestras humanas en investigación del ciclo celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDC25C Conejo pAb
Observaciones/Alias	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	995
GeneID	995
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30307
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo