

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cdc5L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99459

Número de artículo: CM0011029



Introducción

mAb de conejo anti-CDC5L, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce CDC5L humano y de ratón (92 kDa). Ideal para estudios de corte y empalme, ciclo celular y daño del ADN. UniProt Q99459.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CDC5L
Observaciones/Sinónimos	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Especie	Humano
GeneID (humano)	988
GeneID	988
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Sejón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q99459
Peso de la proteína	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo