

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cdh9 Para Wb Y Elisa - Q9ULb4

Número de artículo: CM0013028

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CDH9 humano (Cadherina-9), validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación de la adhesión celular. Reacciona de forma cruzada con proteínas humanas. UniProt: Q9ULB4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDH9 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CDH9
Especie	Humano
GenelD (humano)	1007
GenelD	1007
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-420 de CDH9 humano (NP_057363.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9ULB4
Peso de la proteína	89 kDa
Envío	Bolsa de hielo