

Cdk1/2 Anticuerpo Monoclonal Rabbit Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493/P24941

Número de artículo: CM0006408



Introducción

CDK1/2 Rabbit PolymAb® es un anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CDK1/CDK2, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDK1/2 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDKN2; p33(CDK2)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	983/1017
ID de gen	983/1017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-298 de CDK1/2 humana (P24941)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06493/P24941
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo