

Anticuerpo Policlonal De Conejo Cdk4 [Validado Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Número de artículo: CM0020958



Introducción

Anticuerpo CDK4 policlonal de conejo, validado KO, para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta CDK4 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno de péptido sintético (aa 204-303). Ideal para investigación del ciclo celular y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] pAb de Conejo CDK4
Observaciones/Alias	CMM3; PSK-J3; K4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1019
GeneID	1019
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 204-303 del CDK4 humano (NP_000066.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11802
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo