


Anticuerpo Policlonal De Conejo Cdk5Rap3 Para Wb Y Elisa - Q96Jb5

Número de artículo: CM0018565



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK5RAP3 (C53/IC53/LZAP), validado para WB y ELISA en muestras humanas; se dirige a un adaptador de ufimilación de 57 kDa y regulador del ciclo celular; ideal para investigación de reciclaje de ribosomas y señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CDK5RAP3
Observaciones/Alias	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	80279
ID del gen	80279
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CDK5RAP3 humano (NP_788276.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96JB5
Peso proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo