


Anticuerpo Policlonal De Conejo Cdk9 Para Wb Y Elisa - P50750

Número de artículo: CM0013116



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDK9, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación de la transcripción, ciclo celular y modificación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDK9 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1025
GeneID	1025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 153-372 del CDK9 humano (NP_001252.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50750
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo