


Anticuerpo Policlonal (Pab) De Conejo Contra Cdkn2A/P16Ink4A Para Wb, Elisa - P42771 / Q8N726

Número de artículo: CM0017794



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CDKN2A/p16INK4a humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios del ciclo celular y supresores de tumores. Reconoce múltiples isoformas (8-17 kDa). Reactividad cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra CDKN2A/p16INK4a
Observaciones/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; CDKN2A/p16INK4a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1029
GeneID	1029
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 de CDKN2A/p16INK4a humano (NP_000068.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P42771/Q8N726
Peso de la proteína	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
Envío	Bolsa de hielo