

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cdv3 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q9Uky7

Número de artículo: CM0020070

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CDV3, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína CDV3 humana, de ratón y de rata. Generado contra un péptido sintético dentro de los aminoácidos 150-250 de CDV3 humano. Para uso en investigación sobre el cáncer de mama y la biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CDV3
Observaciones/Alias	H41; CDV3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	55573
ID del gen	55573
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de CDV3 humano (NP_060018.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9UKY7
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo