

Anticuerpo Policlonal De Conejo Cdx1 Para Wb, Elisa - P47902

Número de artículo: CM0026222



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CDX1 validado para Western blot (WB) y ELISA con reactividad humana y de ratón. Ideal para investigar la regulación transcripcional en el epitelio intestinal y modelos de cáncer colorrectal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CDX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1044
GeneID	1044
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 136-265 del CDX1 humano (NP_001795.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P47902
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo